


## medinSINDI

medin® CPAP devices

### Accessories



راه حل موثر و تضمین شده به همراه مانیتورینگ تنفسی

- نازال سی پیپ با جریان متغییر بوسیله اتصال به (Variable) Medijet (flow nCPAP)
- نمایش فشار نازال سی پیپ، شامل نمودار و عدد
- نمایش غلظت اکسیژن تحویلی
- نمایش تعداد تنفس خود به خودی
- نمایش حد بالا و پایین فشار سی پیپ و قابلیت تغییر آن
- قابلیت قطع هشدار به مدت ۲ دقیقه
- هشدار قطع اتصال نازال سی پیپ (اگر میزان فشار اعمال شده به بیمار کم تر از ۱/۵ سانتی متر آب باشد)
- قابلیت به روز رسانی نرم افزار
- امکان استفاده مجزا از بلندتر جهت اکسیژن تراپی
- قابلیت کار با باتری تا ۵ ساعت