


medin® Blenders

Blender as single unit

Nasal Canula




بلندر اکسیژن و هوا که بر روی آن یک فلومتر Low flow (اعمال جریان از ۰ تا ۱۵ لیتر بر دقیقه) جهت اکسیژن تراپی نوزاد قرار داده شده است.

medin® Blenders

Blender with flowmeter

Nasal Canula



یک بلندر که بر روی آن دو فلومتر قرار داده شده است. یک فلومتر Low flow مخصوص نوزاد، جهت اکسیژن تراپی (جریان از 0 تا 15 لیتر بر دقیقه) و یک میکروفلومتر جهت اعمال HFNC یا High flow nasal canula (جریان از ۰ تا ۳/۵ لیتر بر دقیقه با گام ۰/۱ لیتر)